



Unsere **Biontech®** Einlegesohle ist eine auf biomechanische Basis funktionierende Einlegesohle zur Vorbeugung von Fußfehlstellungen, Gelenkschmerzen und zur Unterstützung des gesamten Stütz und Laufapparates. Durch Erhitzen im Backofen, Microwelle, Sonne, Föhn etc., passt sich unsere **Biontech®** Einlegesohle perfekt der individuellen, ergonomischen Form jeden Fußes an. Unabhängig durchgeführte biomechanischen Studien, unter Kindern, Schwangeren, vielen Testpersonen mit den unterschiedlichsten Fußtypen, zeigten dass durch das Tragen der **Biontech®** Sohle, folgende Effekte auftraten:

- mehr Stabilität beim Gehen und Laufen
- weniger Vibration im Kreuz, Knie u.- Sprunggelenk
- 5,3% weniger Vibration im Kreuz
- 17,2% weniger Vibration im Knie
- 12,6% weniger Vibration im Sprunggelenk
- 44,0% mehr Stabilität beim Gehen und Stehen
- Diese Werte garantieren weniger Ermüdung
- Prädikat EXCELLENT für schwangere Frauen über die gesamte Schwangerschaft.

Das sind sehr wichtige Faktoren, wenn man bedenkt, dass fast ein Drittel aller Sport-, Freizeit- und Arbeitsunfälle entweder auf Stabilitätsprobleme und dem damit verbundenen Gleichgewichtsverlust oder vorzeitigen Muskelermüdungen zurück- zuführen sind.

### Weitere Eigenschaften:

- zweifaches Weltpatent, auf Material, **onSteam®** und Verformungsart, daher einzigartig
- effizientes Moisture Wicking Prinzip, **onSteam®** sorgt zu 100% für ein trockenes Fußbett
- Thermoreguliert, d.h. im Winter keine kalten Füße, im Sommer keine heißen, brennende Füße mehr
- **onSteam®** ist Hochatmungsaktiv und zusätzlich ist unsere **Biontech®** Einlegesohle mit Aktivkohleschaum ausgestattet, dadurch wird unangenehmer Fußgeruch verhindert.
- Extrem lange Lebensdauer, die **Biontech®** Sohle übertrifft die geforderte Norm von 25.600 Zyklen bei weitem. Unsere **Biontech®** Sohle ist im nassen Zustand auf 200.000 Zyklen, im trockenen Zustand auf 400.000 Zyklen geprüft.
- waschbar in Waschmaschine, bei 30° ohne Schleudern
- ökologisch , CO<sup>2</sup> frei, gemäß ÖKO TEX 100 hergestellt
- immer wieder verformbar, daher für fast alle Schuhe, ausgenommen HighHeels tragbar
- vielseitig einsetzbar, z.b. für
  - Berufstätige (Arbeitsschuhe - ESD geprüft)
  - Freizeit & Sport (weniger Ermüdung - bessere Performance)
  - Orthopädie (reduziert Gelenk und Gliederschmerzen)
  - Kinder und Jugendschuhen (Vorbeugung von Fußfehlstellungen und Fußgeruch)
- Lieferbar in den Größen 33 - 50
- 100% Vegan, stahlfrei
- Marketing Unterstützung mit Werbetags und QR - Codes zu Promotionsvideos.
- Plastikfreie Verpackung!
- Made in EU, Spanien, La Rioja

### Anleitung zum Personalisieren:

- Wählen Sie ein paar Schuhe aus und entfernen Sie, wenn möglich, die darin befindlichen Sohlen.
- Legen Sie jetzt Ihre **Biontech®** Einlegesohle in diese Schuhe und überprüfen Sie die optimale Passform. Die Sohle darf im Zehenbereich keine Welle schlagen, falls doch schneiden Sie im vorderen, schwarzen Bereich, einfach mit einer Schere zurecht.
- In der Microwelle: bei 500 Watt 40 Sekunden  
Im Herd: Backrohr bei 100 Grad 10 min. vorheizen. Legen sie die **Biontech®** Sohle mit der Schrift nach oben in Herd oder Micro.  
Im Herd biegen sich nach drei - vier Minuten die Sohlen vorne auf.  
Das ist der Glaspunkt und der optimale Verformungszeitpunkt.  
Ein bisschen warten damit Sie nicht zu heiß sind.
- Geben Sie die erwärmten **Biontech®** Sohlen jetzt in die vorbereiteten Schuhe.  
Stellen Sie sich jetzt in gerader Position, verschränken Ihre Arme möglichst hoch vor der Brust und verlagern Sie bewußt Ihren Körperschwerpunkt in beide Füße.  
Behalten Sie diese Position für 2 Minuten, dann passt sich die **Biontech®** Sohle exakt Ihren Füßen an. Sie werden den Unterschied direkt merken.

Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen!

Für alle oben aufgeführten Behauptungen, über die **Biontech®** Sohle, sowie dem Material **onSteam®**, liegen liegen Prüfzeugnisse und Zertifikate vor, siehe Anhang.